



大容量 吸引ポンプ

All in One · 安全 · 省スペース



製品特徴



安全な操作性オーバーフロー防止

- ◆ 接触時にも廃液ボトルが倒れない構造です。
◆ 廃液がポンプに吸い込まれる事を防ぐオーバーフロー防止機能付きます！



All in One, 省スペース

- ◆ 真空ポンプ、廃液ボトル及び吸引キットが一体化されて、50%のスペースを節約できます。
◆ 同時に二つハンドラーを用いてが可能です。



大容量廃液ボトル

- ◆ 標準付属品：4L PP真空瓶です。
◆ 3.5L ネジ口瓶も使えます。



国際認証

CE / RoHS / IP41



▲ 3.5L ネジ口瓶 (オプション)

アプリケーション

- ◆ 細胞培養の吸引
- ◆ 研究室の廃液吸引

仕様

| 型式 | Lafil 200 | |
|-------------|---|---|
| 電源 | DC 12V, 1.5A | |
| 到達真空度 | 213 mbar / 80 kPa / 600 mmHg | |
| 最大流速 | 10 L / min | |
| 吸引流速 | 17 mL / sec | |
| 吸引ボトル | 4L PP ファスト真空瓶 / 3.5L ネジ口瓶 (オプション) | |
| 作動音 | 55 dB | |
| 重さ | 2.1 Kg | |
| サイズ (LxWxH) | 37.5 x 25.8 x 21.7 cm | |
| | Lafil 200 - Plus | Lafil 200 - BioDolphin |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> • ハンドラー • 1アダプター (イジェクター付き) • 8chアダプター (イジェクター付き) • 1ch アダプター (150 mm) | <ul style="list-style-type: none"> • ハンドラー • 1アダプター (イジェクター付き) • 8chアダプター (イジェクター付き) • 1ch アダプター (50 mm) • 1ch アダプター (150 mm) • ステンレス 1アダプター (40 mm) • ステンレス 1ch tip アダプター (80 mm) • ステンレス 8chアダプター • アダプターラック |



Lafil 200 - Plus 吸引システム



Lafil 200 - BioDolphin 吸引システム



**Ordering
Information**

| | |
|----------------|--|
| 197205-01(02) | Lafil 200-Plus 吸引システム、変圧器AC110-220V、50/60Hz、1.5A |
| 197203-01(02) | Lafil 200-BioDolphin 吸引システム、変圧器AC110/220V、50/60Hz、1.5A |
| 197200-01(02) | Lafil 200 オイルフリー真空ポンプ、変圧器AC110/220V、50/60Hz、1.5A |
| 197200-53 | 4L PPファスト真空瓶、吸引キャップが含む |
| 197000-60-3500 | GL45 吸引キャップ、3.5L ネジ口瓶 |
| 197000-60 | GL45吸引キャップ |
| 167200-41 | モーメンタリー型フットスイッチ |
| 167200-41-1 | オルタネイト型フットスイッチ |

